

MISTY

届出番号 13B100032AM0007

超音波によって均一なミストをつくり、より効果的な吸入療法を実現します。



●タッチ入力方式の簡単操作

噴霧量と風量はそれぞれ5段階の強さに調節できます。またタイマー機能、水位チェック機能と装置内が過熱し規定温度を超えると、インジケータが点滅して自動停止するなど、安全面においても優れております。



操作パネル

- メンテナンスを考慮した設計
- 酸素療法に対応可

注水瓶セットは別売です。

TD-25

蛇管類をすばやく乾燥。短時間で再使用できるので経済的です。



- 蛇管なら、同時に25本までセットできます



蛇管はチューブ差込口に挿入し、小物類は棚に載せ、あとはタイマースイッチを回すだけの簡単操作。

販売名/品名	アコマ超音波ネブライザーMisty
届出番号	13B1X00032AM0007
品名コード	204-30-40

〔電源供給部〕

定格電源	100VAC±10%
電源周波数	50/60Hz
電源入力	50VA+15%
電撃に対する保護の形式	クラスI機器
電撃に対する保護の程度	B形機器

〔性能〕

発信周波数	1.7MHz
噴霧量	最大3mL/min (1～5段階)
風量	最大15L/min以上、最小5L/min以下 (1～5段階)
作用槽量	350mL
発信筒内水量	70mL
タイマー	連続、1～60分

〔安全装置および警報〕

過熱、水位低下警報

〔寸法・重量〕

外形寸法	本体：(幅)195×(奥行き)320×(高さ)210mm 架台：(幅)340×(奥行き)340×(高さ)515mm (突起部を含まず)
重量	本体：約5.5kg 架台：約9kg

販売名/品名	アコマチューブドライヤー TD-25
品名コード	204-30-12

〔電源供給部〕

定格電源	100VAC±10%
電源周波数	50/60Hz
電源入力	500VA+15%
電撃に対する保護の形式	クラスI機器
電撃に対する保護の程度	B形機器

〔性能〕

風量	1,200L/分
ヒーター	250W×2本
乾燥用風温	50℃±10℃
タイマー	180分 (50Hz) 210分 (60Hz)

〔安全装置〕

過熱防止

〔寸法・重量〕

外形寸法	(幅)450×(奥行き)450×(高さ)1,660mm (突起部を含まず)
重量	約22.5kg

【製造販売業者】

アコマ医科工業株式会社

本 社	〒113-0033	東京都文京区本郷2-14-14	TEL:03-3811-4151	FAX:03-3811-4158
札幌	〒065-0033	札幌市東区北33条東13-3-43	TEL:011-748-3161	FAX:011-748-3162
東北	〒982-0034	仙台市太白区西多賀2-7-30	TEL:022-743-9821	FAX:022-743-9823
関東	〒337-0014	さいたま市見沼区大谷1665	TEL:048-684-3012	FAX:048-684-3013
東京	〒113-0033	東京都文京区本郷2-14-14	TEL:03-3811-4151	FAX:03-3811-4158
北 京	〒462-0854	名古屋市中区若葉通4-13-1	TEL:052-911-6327	FAX:052-911-6329
大 阪	〒530-0043	大阪市北区天満4-4-4	TEL:06-6351-4530	FAX:06-6351-4513
広 島	〒733-0012	広島市西区中広町1-4-11	TEL:082-294-7164	FAX:082-294-7194
四 国	〒761-8056	高松市上天神町231-1	TEL:087-815-3941	FAX:087-867-2950
福 岡	〒812-0054	福岡市東区馬出2-1-8	TEL:092-651-3366	FAX:092-651-1004

ホームページ <http://www.acoma.com>

- 仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- カタログに記載の内容および仕様は、平成20年12月現在のものです。
- 本製品を使用する前に必ず添付文書をよく読み、正しくご使用ください。
- 写真はイメージです。実物の色味とは多少異なる場合がございます。
- (営業時間) 8:30～17:00 (土、日、祝日および休日を除く)